



Digitales Video Otoskop/Endoskop

Classic

Katzen-Exoten Set



Infos unter:

www.mltec-laser.com

MLTec S.a.r.l
Medizinische Laser Technologie
Geschäftsführer: Manfred Vogt
66, Grand-Rue
Luxemburg – 6630 Wasserbillig
[Tel:01798977587](tel:01798977587)
Email: info@mltec-laser.com



- ✓ Eingebauter LCD-Bildschirm zur direkten Bildübertragung
- ✓ Sofort für den Tierhalter bildlich darstellbar als Foto oder Film
- ✓ 32 Gigabyte Speicherkarte und USB-Anschluss zur Datenübertragung auf den PC



- ✓ Einfach in der Anwendung
- ✓ Gestochen scharfe Bilder
- ✓ Kabelfreies mobiles Arbeiten (Akku)

- ✓ Optik-Schnellwechsel-System
- ✓ Externer Arbeitskanal



Reinigen – Desinfizieren
 Optiken mit Desinfektionstuch oder Alkohol
 Arbeitskanal und Greifer Autoklavierbar

1:Optik starr \varnothing 1,8mm (Nase,Atemwege)
 2:Optik starr \varnothing 3,5mm (Otoskop)
 3:Ext.Arbeitskanal mit Luer-Anschluss \varnothing 1,6mm
 4:flex. Greifer gezahnt \varnothing 0,8mm